

# Gymna Thermo 500

---

Pulsierende Kurzwellentherapie



**gymna**<sup>®</sup>

[gymna.com](http://gymna.com)

# Gymna Thermo 500

**Therapeutische Wärme, die bis tief ins Gewebe eindringt**

## Wie funktioniert das?

Kurzwellen-Diathermie ist die medizinische Anwendung von elektromagnetischer Energie. Die Wellen dringen tief in den Körper ein und wirken dort thermisch und athermisch (nicht-thermisch). Die thermische Wirkung besteht in der Erwärmung, die für eine immense Verbesserung der Durchblutung sorgt. Die athermische Wirkung entfaltet sich auf Zellebene. Beide wirken stark auf die physiologischen Prozesse ein, weshalb diese Technik für eine Vielzahl von Erkrankungen einsetzbar ist.



## Indikationen

- Chronische Muskel-Skelett-Erkrankungen
- Akute Beeinträchtigung des Weichgewebes
- Durchblutungsstörungen



# Gymna Thermo 500

**Thermische und athermische Kurzwellen**

## Hohe Wirksamkeit

3 überzeugende Pluspunkte

Thermoploden

Die speziellen Induktionselektroden garantieren eine optimale Durchdringung bis in das muskuloskeletale Gewebe, die Energie geht nicht im Fettgewebe verloren. Das Gerät wird standardmäßig mit einer 14 cm Thermoplude geliefert. Eine 8 cm Thermoplude ist optional erhältlich, diese eignet sich besser für kleinere Körperteile (Knöchel, Handgelenke, Knie ...).



Feedbacksystem

Der Thermo 500 verfügt über ein automatisches Feedbacksystem. Die Behandlung wird unterbrochen, wenn sich der Patient nicht mehr in der richtigen Position zur Thermoplude befindet, die Behandlungszeit stoppt und das Gerät zeigt dies mit einem sicht- und hörbaren Signal an.

Freier Speicher

Im Gerät sind bereits 38 Indikationen vorprogrammiert, u. A. Dekubitus, Chondromalazie, Lumbago und Myalgie, es muss nur noch die Leistung eingestellt werden. Im Speicher sind außerdem 50 freie Plätze für individuelle Programme vorgesehen.




**GYMNA  
THERMO 500**  
Pulsierende  
Kurzwellentherapie



**Kryotherapie**    **Diathermie**    **Stosswellentherapie**    **Physio Care**    **Behandlungsliegen**    **Elektrotherapie**    **Active Motion**



Ihr Händler:



[gymna.com](http://gymna.com)    **gymna**<sup>®</sup>

GymnaUniphy NV Pasweg 6A | B-3740 Bilzen, Belgium  
Tel: +32 (0)89 510 510 | Fax: +32 (0)89 510 511